



TransferRite Ultra® 1320

DISEÑO DEL PRODUCTO

TransferRite Ultra 1320 se destaca por su sistema adhesivo único basado en el caucho, que ofrece una adhesión superior al revestimiento. La película de polipropileno de 4 mils ofrece mayor claridad, estabilidad dimensional y un sistema adhesivo que no opaca el vinilo.

APLICACIÓN

TransferRite Ultra 1320 funciona bien con letras preespaciadas de 2 a 12 pulg de altura, así como etiquetas de una pieza. También se adhiere bien a seccionado de líneas de tamaño medio.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Retiro efectivo de piezas en gráficas pequeñas gracias a la alta pegajosidad
- Registro exacto uniforme, que da mayor claridad
- Ultraadhesiva con una adhesión al revestimiento superior, sin telescopio por adhesivo (formación de túneles en rollos por laminación) ni opacidad
- La película de polipropileno ofrece estabilidad dimensional y arranque rápido

| PROPIEDADES FÍSICAS | VALORES |
|-------------------------------|------------------------------|
| Colores | Transparente |
| Espesor nominal | 3.9 mils (0.10 mm) |
| Adhesión de la película a 90° | 13 onzas/pulg. (3.6 N/25 mm) |
| Resistencia a la tracción | 15 lb/pulg. (66 N/25 mm) |
| Elongación | 665% |

Todas las propiedades del producto se miden conforme a los métodos de prueba del Consejo de Cintas Sensibles a la Presión (Pressure Sensitive Tape Council) o de ASTM. Las propiedades físicas mencionadas son valores típicos y no se deben considerar como especificaciones. Nuestras sugerencias y recomendaciones de uso se basan en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, el comprador debe determinar la idoneidad del producto [ara el uso previsto. American Biltrite no asume responsabilidad alguna por reclamos que excedan el valor de reemplazo de nuestros productos si se ha demostrado que están defectuosos. La División de Productos de Cinta de American Biltrite Inc. es una empresa con certificación ISO 9001 - Certificado BSI # FM 26197. MK-071421

ABI Tape

TransferRite® **ULTRA**®

105 Whittendale Drive, Moorestown, NJ 08057
Toll Free: 856-778-0708 • WWW.ABITAPE.COM